

A15

Автоматический Random Access Анализатор

Основные характеристики

- Непрерывная загрузка образцов во время рабочей сессии (STAT образцы).
- Инновационный дизайн и функциональная надежность.
- Низкое потребление воды, менее 0,5 л/час.
- Пропускная способность 150 тестов в час.
- Функция реального обнаружения prozone.
- Первичные пробирки и педиатрические флаконы в любом положении.
- Максимальная гибкость в размещении образцов и реагентов.
- Минимальный объем считывания 180 мкл.
- Специальные реагенты для клинической химии и турбидиметрии.
- Конфигурация фильтра 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 нм (с возможностью адаптации).

Информация для заказа

Наименование	Код	Состав
А15 анализатор	83105	-
А15С анализатор, с охлаждаемым отсеком на 20 позиций реагентов	83105C	-
A15S анализатор (скрытая кровь в кале)	83105S	-
Концентрированная системная жидкость	BO11524	1000 мл
Концентрированный моющий раствор	BO13416	100 мл
Реакционный ротор	AC11485	10 шт/уп
Кюветы для образцов (педиатрические кюветы)	AC10770	1000 шт/уп
Флаконы для реагентов 50 мл + крышки	BO11493	10 шт/уп
Флаконы для реагентов 20 мл + крышки	BO11494	10 шт/уп
Флаконы для реагентов (темные) 50 мл + крышки	BO13442	10 шт/уп
Галогеновая лампа A15 6V/10W	LA10429	5 шт/уп
Внешний сканер штрихкодов	AC14681	1 шт/уп

840 mm



15 mm

