# **BA200**

## Полностью автоматический анализатор

### Основные характеристики

- Настольный анализатор клинической химии для экстренных и плановых лабораторий.
- Динамическая базовая линия с технологией SMART LED.
- Высокая емкость для реагентов и образцов (88 позиций), высочайшая степень гибкости.
- Специальные реагенты со штрих-кодом.
- Высокоточное дозирование.
- Станция промывки реакционного ротора и непрерывная оценка состояния кювет.
- Компактная система с низкими эксплуатационными расходами.
- Реальные 200 фотометрических тестов в час, даже при двухреагентных реакциях.

### Информация для заказа

Наименование	Код	Состав
BA200 анализатор/BA200 анализатор с ISE модулем	83200/83200ISE	-
Стол подкатной + компьютерная стойка	AC17346	1 шт
Стол подкатной	AC17345	1 шт
Реакционный ротор	AC11485	10 шт/уп
Концентрированный моющий раствор	AC16434	500 мл
Кислотный моющий раствор (WS1)	AC17201	4 х 20 мл
Щелочной моющий раствор (WS2)	AC17205	4 х 15 мл
Кюветы для образцов (педиатрические кюветы)	AC10770	1000 шт/уп
Флаконы для реагентов 60 мл + крышки	AC16362	10 шт/уп
Флаконы для реагентов 20 мл + крышки	AC16363	10 шт/уп
Флаконы для реагентов (темные) 60 мл + крышки	AC16364	10 шт/уп
Флаконы для реагентов (темные) 50 мл + крышки	AC16365	10 шт/уп

#### ISE модуль

Код	Состав	Наименование	
5201	1 шт	Натриевый электрод (Na+)	
5202	1 шт	Калиевый электрод (К+)	
5207	1 шт	Хлорный электрод (CI+)	
5204	1 шт	Референсный электрод	
5205	1 шт	Литиевый электрод (Li+)	
5206	1 шт	Электрод-заглушка	
5420	1 шт	Пакет с реагентами Na+/K+/Cl+/Li+	
5412	125 мл	Разбавитель для мочи 125 мл	
5408	500 мл	Разбавитель для мочи 500 мл	
5421	1 шт	Очищающий набор для ISE модуля	
2814	1 шт	Двухуровневый контроль (Na+/K+/Cl+/Li+)	
2815	1 шт	Трехуровневый контроль (Na+/K+/Cl+/Li+)	

1070 mm

690 mm





